

MONOLITHISCHE MEISTERWERKE



Die Entstehung und Wirkung von Farben folgt grundlegenden Prinzipien der Naturwissenschaften. Im Laboralltag aber bleibt die Reproduktion gewünschter Farben eine der größten Herausforderungen. Mit der Kombination aus DD cubeX², DD Pro Shade C und den DD Art Elements beherrschen Sie die Illusion der Lichtdynamik und erstellen im Handumdrehen hochästhetische monolithische Versorgungen. Gewinnen Sie einen Eindruck.

Ästhetik einer neuen Generation

„Es reut mich nicht, den Studien der Farblehre so viel Zeit aufgeopfert zu haben. Ich bin dadurch zu einer Kultur gelangt, die ich mir von einer anderen Seite her schwerlich verschafft hätte“

Diese Erkenntnis von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1810 haben wir uns bei der Entwicklung des DD Pro Shade zu Herzen genommen, um insbesondere bei monolithischen Versorgungen oder Minimalverblendungen (cut back) eine noch bessere Ästhetik des fertigen Zahnersatzes zu erreichen. Im Fokus unserer Entwicklungsarbeit stand die Optimierung des Farbtons sowie die Anpassung des Chromas auf die materialspezifische Transluzenz des DD cubeX². Das Ergebnis unserer Arbeit können Sie ab sofort selber testen. Mit DD Pro Shade C werden monolithische Versorgungen im Handumdrehen zu Meisterwerken. Überzeugen Sie sich selbst!

NEU – DD Pro Shade Färbelösung

Durch eine Reduzierung graufärbender Pigmente besticht DD Pro Shade durch wärmere Farben und eine höhere Farbsättigung. Damit ist es ideal für die effiziente Herstellung ästhetischer monolithischer Restaurationen geeignet.

DD Pro Shade C



DD Basic Shade

Kronen ausschließlich in Dentin-Farben getaucht.

DD Bio ZX² monolith zero wird zu DD Basic Shade

Unser bewährtes universal einsetzbares Liquid bleibt weiter im Programm. Um den Vorzug dieses Liquids zur Verwendung mit allen DD Zirkon-Typen zu unterstreichen, erhält es einen neuen Namen – DD Basic Shade. Durch eine leichte Modifikation der Porosität und Kapillaren des extra-hochtransluzenten DD cubeX² Zirkonoxid ist jetzt eine Farbauswahl „Ton in Ton“ ideal.



DDProShade^C

Professionell | reproduzierbar | organisch

Dentinfarben

Es stehen 16 Dentinfarben nach VITA[®] zur Verfügung.

DD Pro Shade besteht durch einen warmen Farbton nahe am Vita[®] Farbring. Gleichzeitig wird durch eine höhere Farbsättigung ein optimiertes Chroma erreicht.



Farbe nach VITA [®]	Art.-Nr. 30 ml	Art.-Nr. 100 ml
A1	LPSC30A1	LPSC100A1
A2	LPSC30A2	LPSC100A2
A3	LPSC30A3	LPSC100A3
A3,5	LPSC30A35	LPSC100A35
A4	LPSC30A4	LPSC100A4
B1	LPSC30B1	LPSC100B1
B2	LPSC30B2	LPSC100B2
B3	LPSC30B3	LPSC100B3
B4	LPSC30B4	LPSC100B4
C1	LPSC30C1	LPSC100C1
C2	LPSC30C2	LPSC100C2
C3	LPSC30C3	LPSC100C3
C4	LPSC30C4	LPSC100C4
D2	LPSC30D2	LPSC100D2
D3	LPSC30D3	LPSC100D3
D4	LPSC30D4	LPSC100D4
Preis (Euro/netto)	22,90	59,90

DDArtElements

Färbeliquids zur Individualisierung von
DD Bio Z, DD Bio ZX² und DD cubeX²



light pink



dark pink



purple



blue



light grey



yellow



orange



light brown



dark brown



dark grey



graphite

Effektfarben

Ideal zur Individualisierung, zum Abtönen der
Dentinfarben oder pur zur Charakterisierung
von z. B. Fissuren, Schneidbereiche oder
Gingivaanteilen.

Farbe	Art.-Nr. 30 ml
light pink	LAE30LP
dark pink	LAE30DP
purple	LAE30P
yellow	LAE30Y
orange	LAE30O
light brown	LAE30LB
dark brown	LAE30DB
blue	LAE30B
light grey	LAE30LG
dark grey	LAE30DG
graphite	LAE30G
Preis (Euro/netto)	59,90

Schneiden

Zur okklusalen und inzisalen Individualisierung.

Farbe	Art.-Nr. 15 ml
SA1 für Maltechnik (0M3 · A1 · A2 · B1 · B2)	LAE15SA1
SA2 für Maltechnik (A3 · A3,5 · A4 · B3 · B4)	LAE15SA2
SC1 für Maltechnik (C1 · C2 · D2)	LAE15SC1
SC2 für Maltechnik (C3 · C4 · D3 · D4)	LAE15SC2
SO für Maltechnik (0M1 · 0M2) für Tauchtechnik (alle Dentinfarben)	LAE15SO
Preis (Euro/netto)	14,90