

Einfach sicher.



DDmembranBOX

CLOSE TO YOU

 Dental
Direkt

Wie eine zweite Haut

Versenden oder Transportieren ohne umständliches Verpacken

DDmembranBOX

Mit unseren neuen DD Membranboxen ist das Versenden oder Transportieren von Kronen und Brücken jetzt ohne umständliches Verpacken schnell und einfach möglich. Sie setzen Ihre zahntechnischen Restaurationen einfach auf eine der Membranoberflächen und schließen die Box. Eine zweite Membran legt sich beim Schließen wie eine zweite Haut um Ihre Arbeit und fixiert diese rutschfest in der Membranbox. Ihre hochwertige Arbeit wird dabei sicher und fest verschlossen. Somit können keine Schäden auf postalischen Wegen entstehen und ein schadloser Versand ist zusätzlich zu dem professionellen Aussehen gewährleistet.

Vorteile:

- sicherer Versand für Ihre Patientenarbeiten
- professioneller Eindruck
- mehrfache Nutzung möglich
- keine klappernden Arbeiten in Dosen
- kein umständliches Verpacken, einfaches Handling
- „ready-to-use“
- Maße: 40 x 40 x 20 mm



Profitieren Sie jetzt von unseren Set-Preisen!

Art.-Nr.	Artikel	Stück
Z 007	DD Membran BOX	10
Z 008	DD Membran BOX	100

(größere Mengen auf Anfrage)

*Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.