

# Einfach färben.

---



## **DDcolorBOX**

CLOSE TO YOU



# DDcolorBOX

Einfach färben.

## DD Colorbox im Set

Mit unseren neuen DD Colorboxen ist das Einfärben von Kronen und Brücken aus Zirkonoxid jetzt kinderleicht und ohne Verunreinigen des Arbeitsplatzes möglich. Befüllen Sie die DD Colorbox mit Coloring Liquid, platzieren Sie Ihre Arbeit im Siebeinsatz und setzen Sie dieses in die mit Liquid befüllte Box ein. So ist kein umständliches Halten Ihrer Arbeit mit einer Pinzette o. ä. nötig und Sie haben beide Hände frei zum Arbeiten.



## Vorteile:

- einfaches und effizientes Handling
- „ready-to-use“
- zeitsparendes Arbeiten, da mehrere Arbeiten in einem Vorgang eingefärbt werden können
- Volumen: 200 ml Inhalt\*

Profitieren Sie jetzt von unserem Set-Preis

Art.-Nr.	Artikel	Stück
L002	DD Colorbox Set	16
L001	DD Colorbox	1



\*Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Preisänderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.  
Bitte beachten Sie, dass unsere 30 ml Liquid-Flaschen, für eine komplette Füllung nicht ausreichen. Wir empfehlen Ihnen unsere 100 ml Flaschen.